

Anestezjologia

Oferta anestetycznych układów oddechowych oraz akcesoriów, do wykorzystania na blokach operacyjnych, salach intensywnego nadzoru i innych oddziałach.

- Anestetyczne maski twarzowe
- Anestetyczne układy oddechowe
- Ratownictwo medyczne
- Akcesoria do układu oddechowego
- Pochłaniacze CO₂



QuadraLite® – maski anestetyczne

Mniej znaczy więcej, czyli magia CZWÓRKI

QuadraLite to miękkie i komfortowe maski anestetyczne, które są dostępne w czterech rozmiarach, zaspakajających potrzeby pacjentów we wszystkich przedziałach wiekowych i wagowych. Anatomiczny kształt maski w połączeniu z jej unikalnym elastycznym mankietem powoduje, że tylko 4 rozmiary wystarczą dla wszystkich, podczas gdy tradycyjne maski z dmuchanym mankietem, zwykle dla pełnej oferty, wymagają sześciu lub siedmiu rozmiarów. Oczywiście oznacza to, że przy znacząco mniejszym zapasie magazynowym, wciąż oferujecie Państwo kompletną ofertę dla wszystkich pacjentów.



Produkt przyjazny środowisku



www.intersurgical.com/info/quadralite



Kod	7194	7193	7192	7191
Ilość w opakowaniu	35	35	25	30
Rozmiar maski	5-6	3-4	2-3	0-1
Rozmiar pacjenta	Duży	Średni	Mały	Niemowlęta
Rozmiar łącznika	22F	22F	22F	15M
Kod kolorystyczny				
Pierścień mocujący	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓

EcoMask® Mk.II

Transparentne, pozbawione PVC, maski z kodowanym kolorystycznie mankietem



Produkt przyjazny środowisku



Kod	7096	7095	7094	7093	7092	7091	7090
Ilość w opakowaniu	20	25	35	35	25	35	40
Rozmiar maski	6	5	4	3	2	1	0
Rozmiar pacjenta	Bardzo duży	Duży	Średni	Mały	Pediatryczny	Niemowlęta	Niemowlęta
Rozmiar łącznika	22F	22F	22F	22F	22F	15M	15M
Kod kolorystyczny							
Pierścień mocujący	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Maski twarzowe zapachowe

W ofercie różnorodne rozmiary i zapachy



Kod	1125	1124	1123	1122	1129
Ilość w opakowaniu	30	40	50	35	35
Rozmiar maski	5	4	3	2	2
Rozmiar pacjenta	Dużej	Średnich	Małej	Dzieci	Dzieci
Łącznik rozmiar	22F	22F	22F	22F	22F
Zapach	Waniliowy	Waniliowy	Waniliowy	Wiśniowy	Truskawkowy
Kod kolorystyczny					
Pierścień mocujący	✓	✓	✓	✓	✓

Kod	1121	1128	1120	1127
Ilość w opakowaniu	32	32	40	40
Maski rozmiar	1	1	0	0
Pacjenta rozmiar	Niemowląt	Niemowląt	Noworodków	Noworodków
Łącznik rozmiar	15M	15M	15M	15M
Zapach	Wiśniowy	Strawberry	Wiśniowy	Truskawkowy
Kod kolorystyczny				
Pierścień mocujący	✓	✓	✓	✓

Maski Economy

Z kodowanym kolorystycznie pierścieniem mocującym



Kod	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511
Ilość w opakowaniu	25	30	40	50	35	40	50
Rozmiar maski	6	5	4	3	2	1	0
Rozmiar pacjenta	Bardzo duży	Duży	Średni	Mały	Pediatryczny	Niemowlęta	Noworodki
Rozmiar łącznika	22F	22F	22F	22F	22F	15M	15M
Kod kolorystyczny							
Pierścień mocujący	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Maski do bronchoskopii

Z kodowanym kolorystycznie pierścieniem mocującym

Maskę zaprojektowano w celu ułatwienia wprowadzenia sondy skopowej poprzez usta lub nos, przy jednoczesnym prowadzeniu analgezji wziewnymi środkami anestetycznymi.



Kod	1594	1593	1592	1591
Ilość w opakowaniu	40	50	35	40
Rozmiar maski	4	3	2	1
Rozmiar pacjenta	Dorosły	Mały dorosły	Pediatryczny	Niemowlęta
Łącznik rozmiar	22F	22F	22F	15M
Kod kolorystyczny				
Pierścień mocujący	✓	✓	✓	✓

Maski anatomiczne wielorazowego użytku



Kod	8926	8826	8925	8825	8924	8824	8923
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar maski	6	6	5	5	4	4	3
Rozmiar pacjenta	Bardzo duży	Bardzo duży	Duży	Duży	Średni	Średni	Mały
Łącznik rozmiar	22F	22F	22F	22F	22F	22F	22F
Pierścień mocujący		✓		✓		✓	

Kod	8823	8922	8822	8921	8821	8920	8820
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar maski	3	2	2	1	1	0	0
Rozmiar pacjenta	Mały	Pediatryczny	Pediatryczny	Niemowlęta	Niemowlęta	Noworodki	Noworodki
Rozmiar łącznika	22F	22F	22F	22F	22F	22F	22F
Pierścień mocujący	✓		✓		✓		✓

ClearFlex – maski wielorazowego użytku

Maski silikonowe



Code	8749006	8749005	8749004	8749003	8749002	8749001	8749
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1	1	1	1
Rozmiar maski	6	5	4	3	2	1	0
Rozmiar pacjenta	Bardzo duży	Duży	Średni	Mały	Pediatryczny	Niemowlęta	Noworodki
Rozmiar łącznika	22F	22F	22F	22F	22F	22F	22F

ClearFlex Economy – maski wielorazowego użytku

Maski silikonowe



Kod	8848005	8848004	8848003	8848002	8848001	8848
Ilość w opakowaniu	5	5	5	5	5	5
Rozmiar maski	5	4	3	2	1	0
Rozmiar pacjenta	Duży	Średni	Mały	Pediatryczny	Niemowlęta	Noworodki
Typ maski	Anatomiczna	Anatomiczna	Anatomiczna	Cylindryczna	Cylindryczna	Cylindryczna
Rozmiar łącznika	22F	22F	22F	22F	15M	15M
Pierścień mocujący	✓	✓	✓			



Maski wielorazowego użytku Rendell Baker

Maski silikonowe



Kod	8748014	8748013	8748012	8748011
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Rozmiar maski	3	2	1	0
Rozmiar pacjenta	Pediatryczny	Pediatryczny	Niemowlęta	Noworodki
Rozmiar łącznika	22F	22F	22F	22F

Akcesoria do wielorazowych masek anestetycznych




Kod	8740007	8740008	8724013
Ilość w opakowaniu	1	1	1
Lejce na głowę czteropunktowe/rozmiar	Dorośli	Dzieci	
Pierścień mocujący, tylko do masek wielorazowych 22F			✓

Wybierz rurę

Bogata oferta anestetycznych układów oddechowych dostępna jest w różnych długościach oraz konfiguracjach. W jej skład wchodzi układy okrężne, układy Compact, UniFlow, Mapleson, a także układy wielorazowego użytku. W różnych sytuacjach i wymogach klinicznych zapewniamy dostępność anestetycznych układów oddechowych, które będą wykonane z rur odpowiednich do Państwa potrzeb.

Elastyczność to Flextube®.


Większość naszych układów oddechowych jest oferowana w wersji standardowej, tzn. karbowanej elastycznej, która jest wykonana z rur Flextube. Wszystkie rury Flextube posiadają unikalny system montowania: niszowo-zatraskowy. Kiedy nastąpi połączenie systemu z łącznikiem niszowym Intersurgical, dochodzi do powstania idealnej szczelności. Takie połączenie daje gwarancję szczelności układu oraz eliminuje możliwość jego rozłączenia.



Gładkie


Układy oddechowe z rury gładkiej Smoothbore, oferują elastyczne łączniki końcowe od strony aparatury oraz sztywne i lekkie połączenia w obrębie systemu, przy jednoczesnym udoskonalonym wspomaganiu wentylacji. Zalety obejmują:

- Ulepszone wartości przepływów
- Mniejsza podatność rur
- Mniejsza objętość układu




Regulowany, rozciągalny, Compact®.

Układy oddechowe Compact są wykonane z rur o regulowanej długości, która umożliwia dokładne dopasowanie długości układu oraz optymalizację przestrzeni martwej. Długość tych układów może być maksymalnie zredukowana w celu lepszego wykorzystania przestrzeni magazynowej, jednocześnie ułatwia to ich użycie.



Antybakteryjne układy oddechowe

Pomimo przestrzegania zasad higieny oraz stale doskonalonym metodom profilaktyki, walka z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi stale się toczy. Wciąż aktualna kampania Intersurgical polega na wprowadzaniu produktów, które polepszają opiekę nad pacjentem oraz skutecznie go chronią. W tym celu dodaliśmy jony srebra do materiału, z którego produkujemy układy oddechowe, po to by zahamować namnażanie się drobnoustrojów. Silver Knight (Srebrny Rycerz) jest obecnie dostępny w ponad pięciu wersjach anestetycznych układów oddechowych, oferując Państwu wybór w metodzie kontroli zakażeń.




Więcej informacji na temat Silver Knight® znajdziesz na:
www.intersurgical.com/info/silverknight



www.intersurgical.com/info/silverknight

Okrężne układy oddechowe




system zilustrowany

Kod	2000	5000	2000100	2001	2001100	2002	2003
Ilość w opakowaniu	20	12	20	15	15	20	15
Flextube	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Smoothbore		✓					
Długość układu	1.6m	1.6m	1.6m	2.4m	2.4m	1.6m	2.4m
Antybakteryjny 			✓		✓		
Gałąź worka						0.8m	0.8m
Kod opcji sterylnej	2000000S	5000000S		2001000S		2002000S	
Ilość w pudełku sterylnym	15	12		15		15	

Kod	2141	2010	2010100 	2011	2011100	2013	5009
Ilość w opakowaniu	10	15	15	15	15	12	10
Flextube	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Smoothbore							✓
Długość układu	1.6m	1.6m	1.6m	2.4m	2.4m	1.6m	1.6m
Antybakteryjny 			✓		✓		
Gałąź worka		0.8m	0.8m	0.8m	0.8m		0.5m
Rozmiar worka		2L	2L	2L	2L		
Samouszczelniająca się pułapka wodna	1						2
Krętki Y						✓	
Y z portem/portami							✓
Ko opcji sterylnej		2010000S					5009000S
Ilość w pudełku sterylnym		15					10


Układy oddechowe do ADU



system zilustrowany

Kod	2010085	2011008	2010109	2011102	2154008
Ilość w opakowaniu	15	12	15	12	15
Flextube	✓	✓	✓	✓	
Compact II					✓
Długość układu	1.6m	2.4m	1.6m	2.4m	2.0m
Antybakteryjny			✓	✓	
Gałąz worka	0.8m	0.8m	0.8m	0.8m	0.8m
Rozmiar worka	2L	2L	2L	2L	2L


Układy oddechowe Flextube do aparatów Aisys, Avance i Aespire



system zilustrowany

Kod	2010088	2011012	2010111	2011106
Ilość w opakowaniu	15	15	15	15
Długość układu	1.6m	2.4m	1.6m	2.4m
Antybakteryjny				
Gałąz worka	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
Rozmiar worka	2L	2L	2L	2L

Układy oddechowe o regulowanej długości Compact II




 system zilustrowany

Kod	2150	2151	2158	2152	2153
Ilość w opakowaniu	85	70	40	35	75
Długość układu	1.5m	2.0m	3.0m	2.0m	2.0m
Gałąź worka				1.5m	1.5m
Rozmiar worka				3L	3L
Filtr					✓
Kod opcji sterylnej		2151000S			
Ilość w pudełku sterylnym		20			

Kod	2154 	2156	2157	1526
Ilość w opakowaniu	35	25	25	100
Długość układu	2.0m	3.0m	3.0m	2.0m
Gałąź worka	1.5m	1.5m	2.0m	
Rozmiar worka	2L	2L	2L	
Rozciągalna rura Compact				✓
Kod opcji sterylnej	2154000S			
Ilość w pudełku sterylnym	20			

Współosiowe układy oddechowe UniFlow®

Podstawowe współosiowe układy oddechowe z wewnętrznym przewodem i testerem szczelności




system zilustrowany

Kod	2900	2900100	2901	2901100
Ilość w opakowaniu	12	12	10	10
Długość układu	1.6m	1.6m	2.4m	2.4m
Antybakteryjny		✓		✓
Dodatkowa gałąź	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m
Kod opcji sterylnej	2900000S			
Ilość w pudełku sterylnym	10			

Współosiowe układy oddechowe UniFlow®

Podstawowy, współosiowy układ oddechowy z rury Flextube, ze zintegrowaną linią do monitorowania




system zilustrowany

Kod	2902	2902100	2903	2903100
Ilość w opakowaniu	12	12	10	10
Długość układu	1.6m	1.6m	2.4m	2.4m
Antybakteryjny		✓		✓
Dodatkowa gałąź	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m
Zintegrowana linia do monitorowania	✓	✓	✓	✓
Kod opcji sterylnej	2902000S			
Ilość w pudełku sterylnym	10			

Współosiowe układy oddechowe UniFlow®


Współosiowe układy oddechowe UniFlow deluxe, z wewnętrznym przewodem i testerem szczelności



Kod	2910	2910100	2911	2911100
Ilość w opakowaniu	12	12	10	10
Długość układu	1.6m	1.6m	2.4m	2.4m
Antybakteryjny				
Dodatkowa gałąź	0.5m	0.5m	0.5m	0.5m
Rozmiar worka	2L	2L	2L	2L
Zintegrowana linia do monitorowania				

Okrężne układy oddechowe 15mm


Podstawowe układy oddechowe



Kod	2142	2143
Ilość w opakowaniu	10	10
Długość układu	1.6m	1.6m
Samouszczelniająca się pułapka wodna		✓

Układy okrężne Clear-Flo® z wapnem sodowanym Spherasorb®

Układ podstawowy do bezpośredniego podłączenia do portu świeżych gazów na aparacie do znieczuleń




system zilustrowany

Kod	2130	2131 
Ilość w opakowaniu	4	4
Kolor Spherasorb	z różowego na biały	z białego na fioletowy
Długość układu	1.6m	1.6m

Układy okrężne Clear-Flo z wapnem sodowanym Spherasorb


Układ oddechowy z przewodem wewnętrznym do bezpośredniej podaży gazów pacjentowi, umożliwiający szybkie zmiany stężeń środków anestetycznych.



system zilustrowany


Kod	2132	2133 
Ilość w opakowaniu	4	4
Kolor Spherasorb	z różowego na biały	z białego na fioletowy
Długość układu	1.6m	1.6m
Przewód wewnętrzny	✓	✓

Mapleson A Magill – układ oddechowy




Kod	2105
Ilość w opakowaniu	15
Rozmiar worka	2L
Długość układu	1.6m

Mapleson A Parallel Lack – układ oddechowy



Kod	2106
Ilość w opakowaniu	10
Rozmiar worka	2L
Długość układu	1.6m


Mapleson C – układ do wentylacji ręcznej dla dorosłych



Kod	2108
Ilość w opakowaniu	15
Rozmiar worka	2L
Długość układu	1.8m
Kod opcji sterylnej	2108000S
Ilość w pudełku sterylnym	12

Kod	7160
Ilość w opakowaniu	20
Akcesoria	Monitor ciśnieniowy do wbudowania do użycia z 2108

Mapleson D Basic i Deluxe Bain – układy współosiowe z testerem szczelności




👁️ system zilustrowany

Kod	2110	2115	2115100👁️	2116	2117
Ilość w opakowaniu	20	30	30	10	5
System type	Podstawowe	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Deluxe
System length	1.6m	1.6m	1.6m	2.8m	5.4m
Bag rozmiar		2L	2L	2L	2L
APL zastawki		✓	✓	✓	✓
Antybakteryjny 			✓		
Przeznaczony do MRI					✓


Dziecięce anestetyczne układy oddechowe

Mapleson F – układ niemowlęcy z rurką T




Kod	2120
Ilość w opakowaniu	15
Worek (otwarte zakończenie)	0.5L
Długość układu	1.8m

Mapkeson F – modyfikacja Jackson Rees – układ z rurką T




Kod	2121
Ilość w opakowaniu	15
Worek (otwarte zakończenie)	0.5L
Długość układu	1.8m
Kod opcji sterylnej	2121000S
Ilość w pudełku sterylnym	12

Układ niemowlęcy z rurką T



Kod	2122
Ilość w opakowaniu	15
Worek z zamkniętym zakończeniem	0.5L
Długość układu	1.8m

Układ z rurką T – bezpośrednia podaż gazu




Kod	2123
Ilość w opakowaniu	15
Worek z zamkniętym zakończeniem	1L
Długość układu	1.8m
Kod opcji sterylnej	2123000S
Ilość w pudełku sterylnym	12

Układy do wentylacji ręcznej




Kod	2124	2126
Ilość w opakowaniu	15	15
Worek z zamkniętym zakończeniem	0.5L	1L
Długość układu	1.8m	1.8m
Kod opcji sterylnej	2124000S	
Ilość w pudełku sterylnym	12	

Anestetyczne układy wielorazowego użytku z czystego silikonu




Kod	8790608	8790607
Ilość w opakowaniu	1	1
Długość układu	0.8m	1.5m

Anestetyczne układy oddechowe wielorazowego użytku z czystego Hytrel



Kod	8790606
Ilość w opakowaniu	1
Długość układu	1.5m

Rura wielorazowego użytku z czystego silikonu




system zilustrowany

Kod	8746004	8746006	8746008	8746001	8746015
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1	1
Długość układu	0.45m	0.6m	0.8m	1.1m	1.5m

Kod	9317000	9318000	9319000	9320000
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Długość układu	0.6m	0.8m	1.1m	1.5m
Pediatryczne 15mm	✓	✓	✓	✓

Rura wielorazowego użytku z czystego Hytrel®



Kod	8790015
Ilość w opakowaniu	1
Długość układu	1.5m

System klipsowania rur

Nie pozwól upadać, klipsuj !

Nasz nowy system mocowania rur pozwala utrzymać układ pacjenta w wygodnym położeniu i zapobiega niepotrzebnej kontaminacji.



www.youtube.com/intersurgical




Kod	2316
Ilość w opakowaniu	12

Worki oddechowe jednorazowego użytku



Kod	2830	2820	2810	2812	2811	2806	2805
Ilość w opakowaniu	10	10	10	10	10	10	10
Rozmiar worka oddechowego	3L	2L	1L	1L	1L	0.5L	0.5L
Rozmiar kołnierza	22F	22F	22F	15F	15F	15F	15F
Miś Teddy				✓		✓	


Linie do monitorowania gazów oddechowych, do środków anestetycznych i CO₂



system zilustrowany

Kod	2737	2725	2732	2734	2731
Ilość w opakowaniu	40	20	20	30	20
Śr. wew. 1,2mm	✓	✓	✓	✓	✓
Zakończenie luer lock	Męski/Męski	Męski/Męski	Męski/Męski	Męski/Męski	Żeński/Męski
Długość	0.7m	1.8m	2.45m	3.0m	1.8m

Zestawy linii monitorujących ciśnienie, do zastosowania w portach 7,6mm



system zilustrowany

Kod	2720	2721	2722	2723
Ilość w opakowaniu	10	10	10	10
Śr. wew. 3,6mm	✓	✓	✓	✓
Łączniki	Męski luer stożkowy / Męski luer lock	2 x 6mm / Męski luer lock	Męski luer stożkowy i normalna linia / Męski luer lock	6mm / Męski luer lock
Długość	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m

Łączniki do monitorowania

	 Łącznik kolankowy luer 7.6mm	 Port luer lock 15M 22M/15F	 Port luer lock 15M 22M/15F	 Linii do monitorowania Filtr hydrofobowy	 22M 30M
Kod	2710	2713	2714	2715	1970
Ilość w opakowaniu	25	25	25	50	35
Port luer lock		✓	✓		
Łączniki	7.6mm	15M-22M/15F	15F-22M/15F		22M/30M
Typ łącznika	Łącznik kolankowy luer			Filtr hydrofobowy	Łącznik do usuwania zużytych gazów
	 22M 30F	 30M 30M	 30M 30F	 22M 19M	
Kod	1971	1970001	1971001	1975	1574066
Ilość w opakowaniu	25	30	30	50	Długość zwoju 50m
Złącza	22M/30F	30M/30M	30M/30F	22M/19M	22mm z mankietem @ 0.4m
Typ łącznika	Łącznik do usuwania zużytych gazów	Łącznik do usuwania zużytych gazów	Łącznik do usuwania zużytych gazów	Łącznik do usuwania zużytych gazów	Niebieska rura do usuwania zużytych gazów

Worki oddechowe wielorazowego użytku



Kod	8913	8912	8911	8910
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Rozmiar worka oddechowego	3L	2L	1L	0.5L
Rozmiar kołnierza	22F	22F	22F	15F
Pętelka	✓	✓	✓	✓

Transparentne łączniki proste, wielorazowego użytku

Lekkie z obręczką chwytą

22M  22M


22F  22F

22M  22F


22M/15F  22F


Kod	9110	9111	9112	9113
Ilość w opakowaniu	5	5	5	5
Straight connector	✓	✓	✓	✓
Łączniki	22M-22M	22F-22F	22M-22F	22M/15F-22F


Transparentne łączniki kolankowe, wielorazowego użytku i Y

Port luer lock
15M  22M/15F

15M  22M/15F

22M/
15F
Port 7.6mm  Port 7.6mm
22M 22M

22M/
15F

22M 22M

22F
 22M/15F

Kod	9114	9115	9116	9117	9120
Ilość w opakowaniu	5	5	5	5	5
Złącza	15M-22M/15F	15M-22M/15F	22M/15F-22M	22M/15F-22M	22M/15F-22F
Typ łącznika	Łączniki kątowe	Łączniki kątowe	Y	Y	Łączniki "martwa przestrzeń"
port Luer lock	✓				
port 7.6mm			✓		




Pediatryczne łączniki wielorazowego użytku

				
Kod	9121	9122	9123	9124
Ilość w opakowaniu	10	10	5	5
Złącza	15M-15M	22F-15M	22M/15F-15M	22M/15F-15M
Typ łącznika	Łącznik prosty	Łącznik prosty	Łącznik Y	Łącznik Y
Port/Porty				✓

			
Kod	9130	9131	9134
Ilość w opakowaniu	5	5	5
Złącza	22M-zakończenie 8mm	22M/15F-15M	22M/15F-15M
Typ łącznika	Łącznik prosty	Łączniki kątowe	Łącznik Y
Zakończenie 8mm	✓	✓	✓






Wielorazowe akcesoria do układów




Adapter Bain'a i zastawka Ruben'a

			
Kod	8713851	7562710	7562700
Ilość w opakowaniu	1	1	1
Akcesoria	Adapter Bain'a	Zastawka Ruben'a	Zastawka Ruben'a
Złącza	22F-22M	22F-22M/15F	22F-22M/15F

Wielorazowe akcesoria do układów


Zawory wydechowe, Łączniki kolankowe, Zastawki wydechowe

					
Kod	8713823	8713821	8713839	8713824	8686816
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1	1
Akcesoria	Zawór wydechowy	Zawór wydechowy	Zawór wydechowy	Zawór wydechowy	Zastawka wydechowa
Złącza	22M/15F- 22M/15F	22F-22M/15F	22M/15F - 22F	22M/15F- 22M/15F	15F-22M/15F
Zakończenie			✓	✓	
Zastawka wydechowa					✓

				
Kod	8686815	8686820	8686819	8708801
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Akcesoria	Zastawka wydechowa	Zastawka wydechowa	Zastawka wydechowa	Kolanko pediatryczne Zastawka wydechowa
Łączniki	22F-22M/15F	22M/15F - 22M	22M/15F-22F	15M-22M/15F
Zakończenie		✓	✓	✓
Zastawka wydechowa	✓	✓	✓	✓

Ratownictwo Medyczne

Samorozprężalne systemy do resuscytacji (BVM)



Zastawki PEEP znajdziesz w sekcji Intensywna Terapia

Kod	7152	7153	7151	7154	7150
Ilość w opakowaniu	6	6	5	5	5
Pacjent	Dorosły	Dorosły	Dzieci	Dzieci	Niemowlęta
Rozmiar maski	5	4	3	1	1
Rozmiar worka	1.5L	1.0L	550ml	550ml	280ml
Ciśnieniowa zastawka nadmiarowa (40cm H ₂ O)		✓	✓	✓	✓

Kod	7160	7161
Ilość w opakowaniu	20	10
Akcesoria	Manometr do wbudowania, do użycia z samorozprężalnymi systemami do resuscytacji (BVM)	Adapter zastawki PEEP, do użycia z samorozprężalnymi systemami do resuscytacji (BMV)



Ratownictwo Medyczne

Kieszonkowa maska do resuscytacji

Kod	1158
Ilość w opakowaniu	16
Złącza	15M
Łącznik tlenowy	✓
Pasek mocujący	✓
Filtr	✓
Futerał	✓



Entonox® – układy do podawania tlenu azotu



system zilustrowany

Kod	2620001	2630001
Ilość w opakowaniu	20	20
Długość układu	2.8m	2.8m
Ustnik/Maska	Ustnik	Maska
Zastawki jednokierunkowe	✓	✓

Code	1644131
Ilość w opakowaniu	50
Akcesoria	Zestaw filtra z ustnikiem dla ręcznego układu oddechowego Entonox

Pochłaniacze CO₂ Wybór należy do Ciebie

W skład naszej oferty medycznie dedykowanych pochłaniaczy oraz wapna sodowanego wchodzić liczne konfiguracje mające na celu spełnienie Państwa oczekiwań i wymogów. Obejmuje ona wersje opakowań do uzupełniania ręcznego, wersje wstępnie napełnionych kasetek oraz jednorazowe pochłaniacze współpracujące z określonymi aparatami do znieczuleń.

Teraz z łatwością dokonasz wyboru pochłaniacza online

Wejdź na www.intersurgical.com/info/absorbents i odzyskaj interesujący Cię aparat oraz jego typ, aby dobrać do niego rodzaj pochłaniacza, kasetki lub opcję luźnego uzupełniania.

Spherasorb® Unikalne medyczne wapno sodowane stworzono specjalnie na potrzeby kliniczne. Formuła chemiczna wapna Spherasorb została opracowana z myślą o uniknięciu potencjalnych problemów wiążących się ze stosowaniem pochłaniaczy w środowisku medycznym.

LoFloSorb® Unikalny medyczny pochłaniacz CO₂, który nie zawiera odorotlenków alkalicznych. LoFloSorb eliminuje ryzyko związane z reakcjami achodzącymi z wziewnymi środkami anestetycznymi.

Intersorb Plus® Konwencjonalne wapno sodowane pochłaniające dwutlenek węgla, składające się z krótkich, porowatych wałeczków o średnicy 3mm

Do napełniania



The Drum®



The Pyramid®



IS Pac®



Is Can®



www.intersurgical.com/info/absorbents

Opcje do dosypywania

Opakowania 1kg lub pojemniki 5 litrowe



Kod	2179	2180	2175	2173	2174	2172	2178
Ilość w opakowaniu.	2	2	2	10	2	10	2
Pochłaniacz	Intersorb Plus	Intersorb Plus	Spherasorb	Spherasorb	Spherasorb	Spherasorb	LoFloSorb
Rodzaj opakowania	5L Jerican	5L Jerican	5L Jerican	1kg Bag	5L Jerican	1kg Bag	5L Jerican
Zmiana koloru	z białego na fioletowy	z różowego na biały	z białego na fioletowy	z białego na fioletowy	z różowego na biały	z różowego na biały	z zielonego na fioletowy

The Drum®

1kg kasetka napełniona pochłaniaczem

The Drum może być używany na wszystkich aparatach do znieczuleń, które posiadają pojedynczy lub podwójny pojemnik przystosowany do napełnionych kanistrów o konwencjonalnym kształcie.



Kod	2184	2185	2186	2187	2188
Ilość w opakowaniu.	10	10	10	10	10
Pochłaniacz	Intersorb Plus	Intersorb Plus	Spherasorb	Spherasorb	LoFloSorb
Zmiana koloru	z białego na fioletowy	z różowego na biały	z białego na fioletowy	z różowego na biały	z zielonego na fioletowy

The Pyramid®

1kg jednorazowy, napełniony pochłaniacz dwutlenku węgla

The Pyramid jest dedykowany dla następujących aparatów firmy Draeger:
Cicero EM® Cato edition® Fabius CE® Fabius GS® Julian® Primus® Zeus®



Kod	2189	2190	2191	2192	2193
Ilość w opakowaniu	6	6	6	6	6
Absorbent	Intersorb Plus	Intersorb Plus	Spherasorb	Spherasorb	LoFloSorb
Colour change	białego na fioletowy	ózewego na biały	białego na fioletowy	ózewego na biały	zielonego na fioletowy

IS Pac®

0.5k jednorazowy, napełniony pochłaniacz dwutlenku węgla

The IS Pac jest dedykowany zarówno dla Q Block firmy Anmedic
jak i GEH (ADU) Compact Block®



Kod	2183001	2183002	2183003	2183004	2183005
Ilość w opakowaniu.	10	10	10	10	10
Absorbent	Intersorb Plus	Intersorb Plus	Spherasorb	Spherasorb	LoFloSorb
Colour change	białego na fioletowy	ózewego na biały	białego na fioletowy	ózewego na biały	zielonego na fioletowy

IS Can®

1kg jednorazowy, napełniony pochłaniacz dwutlenku węgla

The IS Can is compatible only with the following GE anaesthetic workstations: Aespire®, Avance®, Aisys®, ADU®



Kod	2194	2195	2196	2197	2198
Ilość w opakowaniu.	6	6	6	6	6
Absorbent	Intersorb Plus	Intersorb Plus	Spherasorb	Spherasorb	LoFloSorb
Colour change	białego na fioletowy	ózewego na biały	białego na fioletowy	ózewego na biały	zielonego na fioletowy

Jaki produkt pasuje do Twojej aparatury ?

Draeger® – przewodnik kompatybilności

Draeger®	Dosypywany	Drum	Pyramid	IS Pac	IS Can
Zeus z adapterem CLIC	-	-	✓	-	-
Zeus z pochłaniaczem do uzupełniania	✓	-	-	-	-
Primus/Apollo z adapterem CLIC	-	-	✓	-	-
Primus/Apollo z pochłaniaczem do uzupełniania	✓	-	-	-	-
Fabius Tiro z adapterem CLIC	-	-	✓	-	-
Fabius Tiro z pochłaniaczem do uzupełniania	✓	-	-	-	-
Fabius GS z adapterem CLIC	-	-	✓	-	-
Fabius GS z pochłaniaczem do uzupełniania	✓	-	-	-	-
Fabius CE z adapterem CLIC	-	-	✓	-	-
Fabius CE z pochłaniaczem do uzupełniania	✓	-	-	-	-
Julian z adapterem CLIC	-	-	✓	-	-
Julian z pochłaniaczem do uzupełniania	✓	-	-	-	-
Cicero z adapterem CLIC	-	-	✓	-	-
Cato z pochłaniaczem do uzupełniania	✓	-	-	-	-
Cicero z adapterem CLIC	-	-	✓	-	-
Cato z pochłaniaczem do uzupełniania	✓	-	-	-	-

Wszystkie powyżej są zastrzeżonymi znakami handlowymi Draeger Medical

Narkomed 2B	✓	✓	-	-	-
Narkomed 4	✓	✓	-	-	-
Narkomed GS	✓	✓	-	-	-
Narkomed Mobile	✓	✓	-	-	-
Inne	✓	-	-	-	-

GE Healthcare® – przewodnik kompatybilności

GE Healthcare®	Loose fill	Drum	Pyramid	IS Pac	IS Can
Aisys z wstępnie napełnionym Multiabsorber	-	-	-	-	✓
Aisys z napełnianym Multiabsorber	✓	-	-	-	✓
Avance z wstępnie napełnionym Multiabsorber	-	-	-	-	✓
Avance z napełnianym Multiabsorber	✓	-	-	-	✓
Aespire z wstępnie napełnionym Multiabsorber	-	-	-	-	✓
Aespire z wielokrotnym wstępnie napełnionym Multiabsorber	✓	-	-	-	✓
ADU z wstępnie napełnionym Compact absorber	-	-	-	✓	✓
ADU z wstępnie napełnionym Compact absorber	✓	-	-	✓	✓
Aestiva	✓	✓	-	-	-
Excel	✓	✓	-	-	-
Modulus	✓	✓	-	-	-

Wszystkie powyższe są zastrzeżonymi znakami handlowymi GE Healthcare

Inne	✓	DoM	-	-	-
------	---	-----	---	---	---

DoM – Depends on Machine (w zależności od aparatu)

Maquet® (wcześniej Siemens®) przewodnik kompatybilności

Maquet®	Dosypywany	Drum	Pyramid	IS Pac	IS Can
Kion-i	✓	✓	-	-	-
Flow-i	DoM				
Wszystkie powyższe są zastrzeżonymi znakami handlowymi Maquett					
Inne	DoM	-	-	-	-

Spacelabs® – przewodnik kompatybilności

Spacelabs®	Dosypywany	Drum	Pyramid	IS Pac	IS Can
Focus	✓	✓	-	-	-
Frontline	✓	✓	-	-	-
Wszystkie powyższe są zastrzeżonymi znakami handlowymi Spacelabs					
Sirius	✓	✓	-	-	-
Other	✓	DoM	-	-	-

Penlon® – przewodnik kompatybilności

Penlon®	Loose fill	Drum	Pyramid	IS Pac	IS Can
A100	✓	✓	-	-	-
SP100	✓	✓	-	-	-
SP200	✓	✓	-	-	-
Inne	✓	DoM	-	-	-
Inni producenci	DoM	DoM	DoM	DoM	DoM

Przewodnik kompatybilności innych producentów

Inni producenci	Loose fill	Drum	Pyramid	IS Pac	IS Can
Aparaty innych producentów	DoM	DoM	DoM	DoM	DoM

DoM – Depends on Machine (w zależności od aparatu)