



Intensywna Terapia


Układy oddechowe, produkty do wentylacji nieinwazyjnej, pielęgnacji jamy ustnej oraz akcesoria do stosowania w środowisku intensywnej terapii.

- Układy oddechowe
- Wentylacja nieinwazyjna
- Oral care – higiena jamy ustnej
- Akcesoria




Układy oddechowe do pasywnego nawilżania

Układy oddechowe wykonane z rury karbowanej **Flextube** posiadają unikalny system mocowania zaczepowego "Clip". W momencie ich połączenia z łącznikami Intersurgical, posiadającymi odpowiednią niszę, uzyskujemy hermetyczną szczelność. Takie połączenie całkowicie eliminuje możliwość przecieku lub rozłączenia.




Układy oddechowe Flextube – do pasywnego nawilżania



Kod	2000	2200	2000100	2006	2001	2002	2004	2003	4500
Ilość w pudełku	20	20	20	15	15	20	10	15	12
Rozmiar rury	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	15mm
Długość	1.6m	1.6m	1.6m	2.0m	2.4m	1.6m	1.6m	2.4m	1.6m
Dodatkowa gałąź						0.8m	0.8m	0.8m	
Odłączalna gałąź (do nebulizacji)		✓							
Antybakteryjny			✓						
Y z portami							✓		✓
Kod opcji sterylnej	2000000S				2001000S	2002000S			
Ilość w pudełku sterylnym	15				15	15			

Systemy Smoothbore są dostępne w wersji z PVC i bez PVC oraz są wyposażone w elastyczne łączniki od strony aparatury.


Układy oddechowe Smoothbore – do pasywnego nawilżania



Kod	5000	5200	5001	5016	5024
Ilość w pudełku	12	20	12	15	10
Rozmiar rury	22mm	22mm	22mm	15mm	15mm
Długość	1.6m	1.6m	2.0m	1.6m	2.4m
Bez PVC		✓			
Kod opcji sterylnej	5000000S				
Ilość w pudełku sterylnym	12				


Układy oddechowe do aktywnego nawilżania z pułapkami wodnymi

Układ oddechowy z rury karbowanej Flextube, do aktywnego nawilżania z pułapkami wodnymi



Kod	2009	2209	2034	4503	4510
Ilość w pudełku	15	15	15	10	15
Rozmiar rury	22mm	22mm	22mm	15mm	10mm
Długość	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
Pułapki wodne	2	2	2	2	2
Y z portem	✓	✓	✓	✓	✓
Odlączalny		✓			✓
Port temp. Draeger			✓		

Układ oddechowy z rury karbowanej Smoothbore, do aktywnego nawilżania, z pułapkami wodnymi




Kod	5009	5209	5207	5007	5008	5513
Ilość w pudełku	10	16	18	10	10	12
Rozmiar rury	22mm	22mm	22mm	22mm	22mm	15mm
Długość	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
Dodatkowa gałąź	0.5m	0.5m			0.5m	0.4m
Pułapki wodne	2	2	1	1	2	2
Y z portami	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bez PVC		✓	✓			
Odlączalny Y	✓	✓	✓			✓
Kod opcji sterylnej	5000000S			5007000S		
Ilość w pudełku sterylnym	12			16		

Układy oddechowe do aktywnego nawilżania, ze spiralą grzejącą

Układy oddechowe Intersurgical są wyposażone w pojedynczą bądź podwójną spiralę grzejącą i jeśli istnieje taka potrzeba, mogą być zaoferowane w komplecie z automatyczną komorą do nawilżania.

Układy oddechowe z rury karbowanej Flextube, do aktywnego nawilżania, ze spiralą grzejącą



Podwójna spiralą grzejącą


system zilustrowany

Kod	2026	2026310	2026100	2026131	4525850	4558810	6392810
Ilość w pudełku	10	7	10	7	15	10	7
Rozmiar rury	22mm	22mm	22mm	22mm	15mm	15mm	10mm
Długość	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
Podwójna spiralą	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczna komora		✓		✓		✓	✓
Antybakteryjny			✓	✓			
Do niskich przepływów, MV poniżej 4L/min						✓	
Kod opcji sterylnej		2026310S					
Ilość w pudełku sterylnym		6					

Pojedyncza spiralą grzejącą

Kod	2025	2025310	2025100	2025131	4504810	6391810
Ilość w pudełku	10	7	10	7	7	7
Rozmiar rury	22mm	22mm	22mm	22mm	15mm	10mm
Długość	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
Podwójna spiralą	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatyczna komora		✓		✓		✓
Antybakteryjny			✓	✓		
Kod opcji sterylnej		5025310S				
Ilość w pudełku sterylnym		5				


Układy oddechowe z rury gładkiej Smoothbore, do aktywnego nawilżania, ze spiralą grzejącą



system zilustrowany

Kod	5026	50263	5025	5025310
Ilość w pudełku	10	8	10	7
Rozmiar rury	22mm	22mm	22mm	22mm
Podwójna spirala	✓	✓		
Pojedynczą grzejną			✓	✓
Automatyczna komora		✓		✓
Kod opcji sterylnej		5026310S		5025310S
Ilość w pudełku sterylnym		7		7

Układy oddechowe BIPAP



system zilustrowany

Kod	5805	5804	5808	5809	2031
Ilość w pudełku	25	30	25	15	6
Długość	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	1.8m
Linia do monitorowania	✓		✓	✓	✓
Rodzaj rury	Smoothbore	Smoothbore	Smoothbore	Smoothbore	Flextube
Rozmiar rury	22mm	22mm	22mm	22mm	30mm
Spirala grzejna					✓
Pułapka wodna				✓	


Pojedyncze odcinki rury gładkiej Smoothbore, z miękkimi łącznikami



Kod	5003	5004	5005	5006	5206	5080
Ilość w pudełku	50	50	50	40	40	40
Długość	0.3m	0.4m	0.5m	0.6m	0.6m	0.8m
Bez PVC 					✓	
Kod opcji sterylnej						5080000S
Ilość w pudełku sterylnym						25

Kod	5010	5012	5015	5018	5218	5020
Ilość w pudełku	40	30	30	20	20	20
Długość	1.0m	1.2m	1.5m	1.8m	1.8m	2.0m
Bez PVC 					✓	
Kod opcji sterylnej	5010000S	5012000S	5015000S	5018000S		5020000S
Ilość w pudełku sterylnym	25	25	25	25		20

Układy oddechowe IPPB Flextube



 system zilustrowany


Kod	1414 	1415	1416
Ilość w pudełku	20	20	20
Kompatybilność aparaturowa	Draeger Inhalog	BIRD	Uniwersalny

CPAP – zestawy układów oddechowych Flextube

Oferujemy gamę układów z 22mm rury karbowanej Flextube, do CPAP-u wysokimi przepływami, stosowanego w szpitalach. Systemy te są kompatybilne z większością stosowanego sprzętu. Dostępne są wersje do sprzętu wymagającego zastawki bezpieczeństwa (typ venturi) oraz sprzętu z wbudowaną zastawką bezpieczeństwa.

Układy CPAP do stosowania z przepływomierzami wymagającymi zastawki bezpieczeństwa


Wszystkie systemy wyposażono w zastawkę bezpieczeństwa 20cm H₂O, zastawkę PEEP 5cm H₂O, lejce mocujące oraz filtr portu wdechowego



Kod	2230	2238	2231	2234	2240	2235
Ilość w pudełku	15	15	12	20	15	12
Długość	2.0m	1.6m	1.6m	2.0m	1.6m	1.6m
Złącza pacjenta	Maska dwuportowa	Maska dwuportowa	Maska dwuportowa	Rurka T	Rurka T	Rurka T
spiralą grzejącą		✓	✓		✓	✓
Automatyczną komorą			✓			✓

Układy CPAP do stosowania z generatorami przepływu, z wbudowaną zastawką zabezpieczającą

Wszystkie układy wyposażono w zastawkę PEEP 5cm H₂O oraz w lejce mocujące



system zilustrowany



Kod	2232	2239	2233	2236	2237
Ilość w pudełku	15	15	12	20	12
Długość	2.0m	1.6m	1.6m	2.0m	1.6m
Podłączenie do pacjenta	Maska dwuportowa	Maska dwuportowa	Maska dwuportowa	Rurka T	Rurka T
Spiralą grzejącą		✓	✓		✓
Automatyczna komora			✓		✓

Zastawki C-PEEP



Kod	2202	2205	2207	2210	2212	2215	2220	2226
Ilość w pudełku	5	5	5	5	5	5	5	10
Wartość ustawienia H ₂ O	2.5cm	5cm	7.5cm	10cm	12.5cm	15cm	20cm	Regulowana
Kolor								

CPAP – maski dwuportowe



Kod	2221	2222
Ilość w pudełku	12	12
Rozmiar	mały dorosły	średni/duży dorosły

CPAP – lejce mocujące



system zilustrowany

Kod	2223	2224
Ilość w pudełku	12	12
Rozmiar	mały dorosły	średni/duży dorosły

InterFlow® generator przepływu CPAP

Działanie generatora przepływowego InterFlow do CPAP-u opiera się na zjawisku Venturiego. Urządzenie umożliwia uzyskanie wysokich przepływów, niezbędnych w systemach CPAP, które są stosowane w szpitalach. Jest w pełni kompatybilne z gamą naszych systemów, wymagających zastawki bezpieczeństwa. Przewody tlenowe do wysokich ciśnień są dostępne na życzenie.



Kod	2225	2225002
Ilość w pudełku	1	1
InterFlow – generator przepływu CPAP	✓	
Analizator tlenowy		✓

Oral Care – produkty do pielęgnacji jamy ustnej


www.intersurgical.com/oralcare

**INFEKCJA
KONTROLUJ
ZAPOBIEGAJ**

	Kod	Ilość w pudełku	Opis produktu
	3008	50	OroCare™2 szczoteczka z odsysaniem
	3008001	50	OroCare™2 z samonapełniającym nabojem
	3009	50	OroClean Complete OroClean szczoteczka OroClean żel, 2g OroCath cewnik ustno/gardłowy do odsysania
	3011	30	OroCare™ Mini
	3018	80	OroCath – cewnik ustno/gardłowy do odsysania

Akcesoria *(dostępne osobno)*



 złustrowany

Kod	Ilość w pudełku	Opis produktu
3010 	100	OroFill – naboje z antybakteryjnym płynem myjącym
3021	250	OroClean żel, 2g
3019	40	OroCare™ cewnik do odsysania (lejek – lejek) 2M
3020	40	OroCare™ (lejek – końcówka do manualnej kontroli odsysania) 2M



Protokoły i przewodniki oceny stanu jamy ustnej


Możliwe pobranie, do pomocy w Twoim programie pielęgnacji jamy ustnej



Przewodniki video


Video demonstracje w HD
www.intersurgical.com/oralcare

Układy oddechowe do podawania tlenu azotu



Kod	2000058
Ilość w pudełku	20
Długość	1.6m

Zestaw adapterów do podawania tlenu azotu



Kod	6216
Ilość w pudełku	50

Maska FaceFit® NiV




FaceFit to gama lekkich i wygodnych masek do nieinwazyjnej wentylacji, stanowiąca niedrogie rozwiązanie dla NIV (Non-Invasive Ventilation)



www.intersurgical.com/info/facefit






Kod	2250	2251	2252	2255	2256	2257
Ilość w pudełku	12	12	12	12	12	12
Rozmiar	Mała	Średnia	Duża	Mała	Średnia	Duża
NIV z portem	✓	✓	✓			
NIV bez portu				✓	✓	✓

Komory do aktywnego nawilżania

			
Kod	2310	2320	2330
Ilość w pudełku	30	30	30
Automatyczna	✓		
Manualna		✓	✓
Niskoobjętościowa			✓
Ilość w pudełku sterylnym	2310000S		
Ilość w pudełku sterylnym	30		

Elektryczne adaptery łączące

Stosowane w celu zasilenia/podłączenia spirali grzejnych w układach oddechowych z nawilżaczem

					
					
					
Kod	5600	5601	5603	5604	5605
Ilość w pudełku	1	1	1	1	1
Kompatybilne z MR850	✓	✓			
Kompatybilne z MR730			✓	✓	
Kompatybilne z MR500/600					✓
System z pojedynczą spiralą	✓		✓		✓
System z podwójną spiralą		✓		✓	

Akcesoria do układu oddechowego




 zilustrowany



 zilustrowany

Kod	5904 	5905	1912 	1911
Ilość w pudełku	1	1	50	55
Rozmiar	Układy dla dorosłych/dla dzieci (30mm/22mm/15mm)	Układy dla dzieci/dla noworodków (15mm/10mm)	Duża (125ml)	Średnia (70ml)
Uchwyt mocujący rury	✓	✓		
Samouszczelniająca się pułapka wodna			✓	✓


Łączniki proste 15mm




15M 15M




15M 15F




15M 15F



15M 15F




15M 15F



15F 15F


Kod	1945	1946	1947	1947001	1948	1949
Ilość w pudełku	40	75	40	25	50	25
Rozmiar	15M-15M	15M-15F	15M-15F	15M-15F	15M-15F	15F-15F
Port 7.6mm						
Ruchoma zwężka 6mm						
Port MDI						



15M 22M



15M 22M



22F 15M








22F 15F








22M/15F


Kod	1943	1976	1962	1979	1974
Ilość w pudełku	40	40	40	75	45
Rozmiar	15M-22M	15M-22M	22F-15M	22F-15F	22M/15F
Duża zwężka tlenowa 6.5mm					



Łączniki proste 22mm

					
	22M 22M	22M 22M	22M 22M	22M 22M	22M 22F
Kod	1960	1966	1965	1966001	1961
Ilość w pudełku	40	25	25	25	40
Rozmiar	22M-22M	22M-22M	22M-22M	22M-22M	22M-22F
Port 7.6mm		✓			
Ruchoma zwężka 6mm			✓		
Port MDI				✓	
Kod opcji sterylnej	1960000S				1961000S
Ilość w pudełku sterylnym	15				15


					
	22M 22F	22M 22F	22M 22F	22M 22F	22M 22M 15F
Kod	1964	1963	1964001	1977	1969
Ilość w pudełku	25	25	25	35	40
Rozmiar	22M-22F	22M-22F	22M-22F	22M-22F	22M-22M/15F
Port 7.6mm	✓				
Ruchoma zwężka 6mm		✓			
Port MDI			✓		
Obrotowy łącznik kątowy				✓	
Kod opcji sterylnej	1964000S				1969000S
Ilość w pudełku sterylnym	15				15

Łączniki proste 22mm oraz ustniki (kontynuacja)







	 zwężka tlenowa 6mm 22M	 22F 22F	 22M 19M	 22M 30M	 22M 30F	 Ustnik 22M
Kod	1968	1967	1975	1970	1971	1930
Ilość w pudełku	50	35	50	35	25	40
Rozmiar	22M	22F-22F	22M-19M	22M-30M	22M-30F	22M
Zwężka tlenowa 6mm	✓					
Ustnik						✓
Kod opcji sterylnej		1967000S				
Ilość w pudełku sterylnym		15				

	 Ustnik 22F	 22F Kapturek zabezpieczający	 Ustnik 22M	 Obrotowy łącznik kątowy 10mm 22M 22F	 zwężka tlenowa 6mm 22F
Kod	1931	1978	1510	1977	1568
Ilość w pudełku	35	45	75	35	100
Rozmiar	22F	22F	22M-22M	22M-22F	22F
Zwężka tlenowa 6mm					✓
Ustnik	✓		✓		
Kapturek zabezpieczający		✓			
Kolanko obrotowe 10mm				✓	
Kod opcji sterylnej				1977000S	
Ilość w pudełku sterylnym				15	





Elastomeric soft connectors

						
	Dla złącza z dzióbkiem 22mm lub złącza nie- ISO	Zakończenie 6-9mm	Zakończenie 9-11mm	Dla złącza z dzióbkiem 22mm lub złącza nie- ISO	Dla złącza z dzióbkiem 22mm lub złącza nie- ISO	
Kod	1701	1702	1703	1704	1705	1706
Ilość w pudełku	40	50	50	35	25	35
Rozmiar	15F	15F	15F	22F	22F	22F
Dla złącza z dzióbkiem 22mm lub złącza nie- ISO	✓			✓	✓	✓
Zakończenie 6-9mm		✓				
Zakończenie 9-11mm			✓			


Zastawki kierunkowe

						
	22M 22M	22M 22F	22M 15M	22F 22M	22F 22M	22M 22M/15F
Kod	1950	1921	1955	1952	1953	1954
Ilość w pudełku	40	75	25	25	25	25
Rozmiar	22M-22M	22M-22F	22M-15M-15M	22F-22M-22M	22F-22M-22M	22M-22M-22M/15F


Łączniki portów MDI

				
	Port MDI 15M	Port MDI 15M 15F	Port MDI 22M	Port MDI 22M 22F
Kod	1947001	1947003	1966001	1964001
Ilość w pudełku	25	25	25	25
Kierunek MDI	Od pacjenta	Do pacjenta	Od pacjenta	Od pacjenta


Łączniki T



Kod	1802	1801	1989	1988	1980
Ilość w pudełku	40	40	25	40	25
Rozmiar	15M-15F-15F	15M-15F	22M-15M-22F	22M-15M-15M	22M-22M-22M/15F
Port czujnika temperatury Draeger					






Kod	1981	1984	1983	1982	1985
Ilość w pudełku	20	25	20	20	20
Rozmiar	22M-22M-22F	22M-22M-22M/15F	22M/15F-22F-22F	22M-22F-22M	22M-22F-22M/15F
Port 7.6mm					






Kod	1987	1800	1959	1986
Ilość w pudełku	25	35	30	20
Rozmiar	22M-22F	15M-15F-22M	22M-22M-15F	22M/15F-22F-22M
Port czujnika temperatury Draeger				



Łączniki Y



Kod	1900	1901	1902
Ilość w pudełku	20	15	25
Rozmiar	22M-22M/15F-22M	22M-22M/15F-22M	15M-15F-15M
Port 7.6mm		✓	



Kod	1903	1926	1927
Ilość w pudełku	25	20	15
Rozmiar	15M-22M/15F-15M	22M-22M/15F-22M	22M-22M/15F-22M
Port 7.6mm	✓		✓
Równoległy		✓	✓



Kod	1928	1929
Ilość w pudełku	15	15
Rozmiar	22M-22M/15F-22M	22M-22M/15F-22M
Port luer lock	✓	✓
Krętilik	✓	✓