

Terapia Tlenowa i Aerozolowa

Oferta produktów przeznaczonych do terapii z zastosowaniem zmiennych i stałych stężeń tlenu, terapii aerozolowej (nawilżania) oraz nebulizacji






- Terapia tlenowa
- Terapia aerozolowa
- Terapia nebulizacyjna






Cewniki tlenowe donosowe

Cewniki tlenowe donosowe z wypustkami prostymi, zakrzywionymi, rozszerzanymi i zakrzywionymi rozszerzanymi






					
Kod	1161	1162	1169	1165	1166
Ilość w opakowaniu	50	20	100	50	50
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły
Typ wypustek	Proste	Proste	Proste	Zakrzywione	Rozszerzone
Długość	1.8m	5.0m	0.5m	1.8m	1.8m
Dreny	✓	✓	tylko na głowę	✓	✓




				
Kod	1167	1168	1163	1164
Ilość w opakowaniu	50	100	50	50
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Pediatrica	Noworodki
Typ wypustek	Zakrzywione/ Rozszerzone	Zakrzywione/ Rozszerzone	Zakrzywione	Zakrzywione
Długość	1.8m	0.5m	1.8m	1.8m
Dreny	✓	Tylko na głowę	✓	✓

Maski do średnich stężeń tlenu

Maski dla dorosłych, do średnich stężeń tlenu


www.intersurgical.com/ecorange



Kod	1135	1136	1104	1104001
Ilość w opakowaniu	40	55	70	70
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły
	✓	✓		
Długość drenu	2.1m			
Pętelki na uszy				✓



Kod	1105	1106	1115	1116
Ilość w opakowaniu	50	70	50	70
Rozmiar	Dorosły	Mały Dorosły	Dorosły	Dorosły
Długość cewnika	1.8m		1.8m	
Zacisk na nos			✓	✓

FiltaMask®

Maska FiltaMask jest kombinacją maski tlenowej oraz filtrów oddechowych pokrywających jej porty wydechowe. Maską ma na celu zabezpieczenie paramedyków, personelu szpitalnego, jak i odwiedzających.


www.intersurgical.co.uk/info/filtamask



Kod	1145
Ilość w opakowaniu	15
Rozmiar	Dorosły
	✓
Długość drenu	2.1m

Maski Senti ETCO₂

Monitorowanie kapnografii jest niezbędne podczas sedacji. Maski Senti ETCO₂ jest konwencjonalną maską do średnich stężeń tlenu wyposażoną dodatkowo w port pomiarowy. Maski zapewnia w ten sposób możliwość pomiaru wydechowego dwutlenku węgla, zarówno z nosa, jak i ust, u niezaintubowanych pacjentów, podczas suplementacji tlenowej.




www.intersurgical.co.uk/senti



Kod	1141	1142	1143
Ilość w opakowaniu	45	40	40
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Dorosły
Długość drenu	2.1m	2.1m	2.1m
Linia do monitorowania CO ₂		✓	✓
Filtr			✓






Maski do średnich stężeń tlenu

Pediatryczne maski do średnich stężeń tlenu



Kod	1140	1146	1190	1196
Ilość w opakowaniu	50	50	50	50
Rozmiar	Pediatrya	Pediatrya	Pediatrya	Pediatrya
Długość drenu		2.1m		1.8m
Zacisk na nos			✓	✓



Maski do podawania wysokich stężeń tlenu


www.intersurgical.com/ecorange


Kod	1181	1102	1102002	1002	1192
Ilość w opakowaniu	30	40	20	15	40
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Pediatrics
Długość drenu	2.1m	2.1m		2.1m	2.1m
Wentyl bezpieczeństwa	✓			✓	
ECO	✓				



Respi-Check®

Maski z indykátorem oddechowym, do dokładnego pomiaru wskaźnika oddechowego





Kod	1216	1202	1292
Ilość w opakowaniu	20	20	20
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Pediatrics
Długość drenu		2.1m	2.1m




Silenta – zestawy masek z zastawką Venturi

		
Kod	1137	1138
Ilość w opakowaniu	80	45
Rozmiar	Dorosły	Pediatra
Długość drenu	1.8m	1.8m
	✓	

Podstawowe zestawy z maską, z podwójną zastawką Venturi

		
Kod	1147	1187
Ilość w opakowaniu	40	50
Rozmiar	Dorosły	Pediatra
Długość drenu	1.8m	1.8m

Zastawki Venturi

							
Kod	0024	0028	0031	0035	0040	0070	0060
Ilość w opakowaniu	50	50	50	50	50	50	50
Stężenie O₂	24	28	31	35	40	50	60

Zastawki Venturi i zestawy z maską Eco





Code	1024080	1028080	1031080	1035080	1040080	1060080
Ilość w opakowaniu	40	40	40	40	40	40
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły
Stężenie O₂	24	28	31	35	40	60
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zestawy masek ze zwężką Venturi


Code	1024090	1028090	1031090	1035090	1040090	1060090	1107
Ilość w opakowaniu	60	60	60	60	60	60	30
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły	Dorosły
Stężenie O₂	24	28	31	35	40	60	
Zestaw podstawowy							✓

Zestaw z maską Eco oraz zastawką Venturi dla dorosłych, tlenowy zestaw do rekonwalescencji





Kod	1107080	1040013
Ilość w opakowaniu	25	40
Stężenie O ₂		40
Długość drenu	1.8m	
Tlenowy zestaw do rekonwalescencji		✓
Zestaw Venturi z maską Eco dla dorosłych	✓	
eco	✓	

Maski aerozolowe




Kod	1188	1103	1108
Ilość w opakowaniu	50	70	70
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Dorosły
Zacisk na nos			✓
eco	✓		





Kod	1101	1148	1198
Ilość w opakowaniu	70	35	50
Rozmiar	Mały dorosły	Pediatrica	Pediatrica
Zacisk na nos	✓		✓


Maski tracheostomijne

			
Kod	1200050	1200	1206
Ilość w opakowaniu	30	30	35
Rozmiar	Dorosły	Dorosły	Pediatric
	✓		


Tracheostomijne łączniki T

		
Kod	1980	1984
Ilość w opakowaniu	25	25
Port 7.6mm		✓

Adaptory

						
Kod	1963	1504001	1505001	1506001	1508001	1509001
Ilość w opakowaniu	25	50	50	50	45	50
Adapter tlenowy 24%	✓					
Złączka przepływomierza DISS		✓				
Złączka przepływomierza M12			✓			
Adapter przepływomierza BOC				✓		
Adapter przepływomierza Luer Lock					✓	
Adapter przepływomierza M12						✓

Aquamist – nawilzacze nebulizujące




Kod	1508	1509	1500	1502	150001
Ilość w opakowaniu	24	25	24	25	15
Butelką		✓		✓	
Adapter BOC			✓	✓	✓
Maska i rura					✓
Długość rury					2.0m

AquaFlow – bąbelkowe nawilzacze tlenowe




Kod	1506	1505	1507	1521	1520
Ilość w opakowaniu	30	20	20	20	20
Butelka		✓	✓	✓	✓
Adapter M12		✓			✓
Bąbelkowy nawilżacz do terapii domowej				✓	✓

Rury aerozolowe 15mm / 22mm rury aerozolowe Flextube



Kod	1574	1574900	1574066	1573	1528	1575	1576
Ilość w opakowaniu	1	5	1	1	30	1	1
Rozmiar	22mm mankiety @ 0.4m	22mm mankiety @ 0.4m	22mm mankiety @ 0.4m	22mm mankiety @ 0.15m	22mm	15mm mankiety @ 0.17m	22mm mankiety @ 0.4m
Niebieska do wyprowadzania gazów			✓				
Długość	zwój 50m	zwój 50m	zwój 50m	zwój 50m	1.6m	zwój 50m	zwój 50m

Dreny tlenowe oraz dreny SureLock




Kod	1174	1174003	1175	1173	1180	1170	1178	1476
Ilość w opakowaniu	125	100	30	60	1	1	125	75
Długość	1.8m	2.1m	4.0m	1.8m	50m	50m	1.8m	1.8m
Szerokie złącze				✓				
Dren o grubych ścianach					5mm ID i 8mm OD			
Dren bąbelkowy						4mm - 8mm ID		
SureLock							✓	✓
Adapter przepływomierza								✓

Łączniki drenów




Kod	1968	1568
Ilość w opakowaniu	50	100
Złącza tlenowe	22M	22F
Zwężka 6mm	✓	✓

Wybór nebulizatora



Deponowanie w tchawicy i oskrzelach




Nebulizator HOT Top Plus

Hot Top Plus jest przeznaczony do bardzo szybkiej nebulizacji. Może zmniejszyć o połowę

czas podaży leku, z porównaniu z innymi konwencjonalnymi nebulizatorami.


Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 87% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) 3.25 mikrona.



Nebulizator Cirrus2

Nebulizator Cirrus2 stworzono w celu zmniejszenia do minimum objętości zalegającej i ograniczenia marnotrawienia leków.


Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 77% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) 2.7 mikrona.



Nebulizator Cirrus

Nebulizator Cirrus działa przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% objętości aerozolu tworzą cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy Mass-Median (MMD) 2.75 mikrona.

Deponowanie w pęcherzykach płucnych



Nebulizator Micro Cirrus






MicroCirrus został zaprojektowany w celu tworzenia małych cząsteczek aerozolu o średnicy Mass-Median (MMD) 1.2 mikrona.

Przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 90% cząsteczek będzie miało średnicę mniejszą niż 2 mikrony.






UWAGA: Opisane wyniki uzyskano bez stosowania zastawek jednokierunkowych, które w alternatywnych systemach likwidują większe cząsteczki w wyniku ich wklínowania. W ten sposób systemy, w których zastosowano zastawki, charakteryzują się znacząco niższą podażą leków, spowodowaną wysokim wypłukiwaniem. Opisane wyniki są typowe, aczkolwiek mogą się wahać w zależności od użytego leku i składu gazu nośnikowego.

Nebulizatory do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach


Nebulizator Cirrus2 oraz zestawy nebulizatora z maską

						
Kod	1402	1455	1464	1453	1444	1454
Ilość w opakowaniu	75	35	40	30	40	40
Uniwersalny łącznik			✓			
Jednoczęściowy łącznik		✓				
Zestaw dla dorosłych				✓		
Zestaw dla dzieci					✓	✓
Długość drenu		1.8m	1.8m	2.1m	2.1m	1.8m
Zacisk na nos						✓
Zestaw T			✓			
				✓		

Zestaw T układu oddechowego, z nebulizatorem Cirrus2



					
Kod	2605	2606	2608	2609	1814
Ilość w opakowaniu	40	35	45	35	40
Rozmiar	22mm	15mm	10mm	22mm	22mm
Samouszczelniający się łącznik T				✓	✓
Długość drenu	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	
Zestaw T	✓	✓	✓		

Zestaw kontroli p/skażeniowej



Kod	1958
Ilość w opakowaniu	20
Rura Flextube	✓
Długość rury	1.8m
Nebulizator	Cirrus2




Zestaw nebulizatora HOT Top Plus ze standardową podstawą





Kod	1472	1478	1477	1463
Ilość w opakowaniu	65	45	75	35
Zestaw z ustnikiem		✓		
Zestaw dla dorosłych				✓
Standardowa podstawa	✓	✓		✓
Długość drenu		1.8m		1.8m

Zestaw nebulizatora HOT Top Plus z podstawą Luer Lock


do bezpiecznego umocowania

					
Kod	1471	1475	1477	1473	1474
Ilość w opakowaniu	65	45	75	35	40
Zestaw z ustnikiem		✓			
Zestaw dla dorosłych				✓	
Zestaw dla dzieci					✓
Ustnik			✓		
Podstawa LuerLock	✓	✓		✓	✓
Długość drenu		1.8m		2.1m	1.8m

Zestawy nebulizatora Cirrus z ustnikiem i maską

							
Kod	1501	1485	1495	1493	1483	1494	1484
Ilość w opakowaniu	75	40	35	35	35	40	40
Jednoczęściowy ustnik			✓				
Zestaw dla dorosłych				✓	✓		
Zestaw dla dzieci						✓	✓
Zacisk na nos					✓		✓
Długość drenu		1.8m	2.1m	2.1m	1.8m	2.1m	1.8m
Zestaw T		✓					



Zestawy T układów oddechowych, z nebulizatorem Cirrus



Kod	2505	2506	2508	2507
Ilość w opakowaniu	20	25	20	20
Rozmiar	22mm	15mm	10mm	10mm
Długość drenu	1.8m	1.8m	1.8m	

Nebulizatory do deponowania leków w pęcherzykach płucnych

Nebulizator Micro Cirrus i zestawy nebulizatora



Kod	1503	1418	1417
Ilość w opakowaniu	50	25	15
Ustnik		✓	✓
Długość drenu		1.8m	1.8m
Zestaw p/ skażeniowy			✓
Filtr			✓